

Amplivox 116

Audiomètre de dépistage

Combinant un style et des fonctionnalités modernes, l'**Amplivox 116** est l'audiomètre de dépistage manuel parfait pour un usage en médecine scolaire et en médecine du travail, à un prix très attractif.

Fonctionnalités abouties

Temps de test réduit et bonne concentration du patient sont rendus possible par la mémorisation des seuils. Les résultats peuvent être affichés et enregistrés, puis édités sur imprimante en option.

Design ergonomique

Le panneau de commandes est clair, facile à lire et très facile d'utilisation, avec réglages et résultats affichés sur un large écran LCD. **Amplivox 116** a été conçu pour dépasser tous les standards.

Totalement portable

Léger et compact, **Amplivox 116** est à la fois dédié à un usage en poste fixe et comme portable.

- * Totalement portable
- * Compact et facile d'emploi
- * Sons pur, continu, pulsé, ululé
- * Mémorisation des seuils
- * Imprimante portable en option
- * Sortie USB pour transfert PC
- * Logiciel GRATUIT AudiView® pour éditer des rapports A4
- * Communication avec cabine
- * Fréquences de 125 à 8000 Hz
- * Intensités de -10 à +100 dB
- * Fourni avec sacoche, casque, Audiocups®, témoin patient.



Amplivox 116

Audiomètre de dépistage

Spécifications techniques

Données entrée/sortie

Sorties:	Gauche, droite CA
Fréquences en Hz:	125, 250, 500, 750, 1K, 1K5 ⁺ 2K, 3K, 4K, 6K, 8K ⁺
Précision fréquence:	< 1%
Distortion:	< 2%
Intensités en CA:	de -10dBHL à 100dBHL (max)
Précision intensités:	jusqu'à 3 dB
Palier d'intensités:	5 dB
Types de sons :	pur, pulsé, continu, ululé
Imprimante dédiée:	Able AP1300

Données physiques

Affichage digital:	2 lignes de 24 caractères
Alimentation secteur:	100-240 V ac 50-60 Hz
Dimensions (mm):	252 x 170 x 65 de haut
Poids (appareil seul):	720 grammes

Standards respectés

L'Amplivox 170 est en parfaite conformité avec les standards suivants:

Sécurité:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Audiométrie:	IEC 60645-1
Marquage CE:	conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux

Equipement

- * Casque audiométrique
- * Equipé de coques isolantes Audiocup®
- * Témoin de réponse patient
- * Cartes audiogramme (50)
- * Alimentation secteur
- * Manuel utilisateur



Sacoches de transport

L'Amplivox 116 est fourni avec une sacoche très bien adaptée pour transporter l'appareil et tous ses accessoires utiles.

Equipement optionnel

- * Imprimante portable dédiée avec son câble
- * Logiciel informatique Audibase5® et son câble
- * Logiciel informatique AudiView® (à télécharger)
- * Cartes audiogramme additionnelles

Imprimante portable

Pour une édition rapide et efficace des résultats de test, une imprimante légère, portable et thermique, peut être fournie en option.



éolys

8, rue de la Grange F-69009 LYON
Tél. 04 37 644 750 Fax 04 37 644 759
Email contact@eolys.fr Web www.eolys.fr

amplivox

Amplivox Ltd, 29-30 Station Approach
Kidlington, Oxford, England, OX5 1JD

Amplivox est concepteur et fabricant
d'audiomètres depuis plus de 65 ans
Site web fabricant : www.amplivox.ltd.uk