

ECG DE REPOS MINIATURE (< 500 g !)
3/6 PISTES AVEC ANALYSE

ECG EOLYS *mini*



Tél. **04 37 64 47 50** Fax 04 37 64 47 59
E-mail contact@eolys.fr Web www.eolys.fr

ECG DE REPOS MINIATURE (< 500 g !)

3/6 PISTES AVEC ANALYSE

ECG EOLYS *mini*

<ul style="list-style-type: none">• Enregistrement simultané 12 dérivations	<ul style="list-style-type: none">• Affichage et impression en 3 et 6 pistes
<ul style="list-style-type: none">• Ecran graphique 4" (résolution 240 x 128)	<ul style="list-style-type: none">• Imprimante thermique avec papier 80 mm
<ul style="list-style-type: none">• Clavier fonctionnel pour réglages appareil	<ul style="list-style-type: none">• Détection automatique d'impulsions stimulées
<ul style="list-style-type: none">• Acquisition modes automatique et manuel	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation sur batterie lithium recharg.
<ul style="list-style-type: none">• Vitesse d'enregistrement 5/10/25/50 mm/s	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilité (amplitude) 2.5/5/10/20 mm/mV
<ul style="list-style-type: none">• Filtre d'alimentation principale 50/60 Hz	<ul style="list-style-type: none">• Filtre disturbance musculaire 25/35 Hz
<ul style="list-style-type: none">• Filtre de ligne isoélectrique (0,05 – 1,5 Hz)	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement automatique de filtres possible
<ul style="list-style-type: none">• Fréquence échantillonnage 1.000 Hz/canal	<ul style="list-style-type: none">• Convertisseur AC 24 bit
<ul style="list-style-type: none">• Autotest de l'appareil à son démarrage	<ul style="list-style-type: none">• Signalement contact pour chaque électrode
<ul style="list-style-type: none">• Poids brut de l'appareil < 500 grammes	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de l'appareil 175 x 115 x 45 mm
<ul style="list-style-type: none">• Fabrication européenne / CE médical 0197	<ul style="list-style-type: none">• Fabrication européenne sous ISO 9001
<ul style="list-style-type: none">• <u>Fourni de base avec</u> câble patient 10 brins, cordon alim. batterie, 1 rouleau de papier, électrodes jetables, adapt. croco, sacoche.	<ul style="list-style-type: none">• <u>Fonctions de base</u> : enregistrement ECG avec analyse HES® selon EN60601-2-51 (FC, P, PR, QRS, QT, QTc et tracé représentatif P-QRS-T)
<ul style="list-style-type: none">• Option suppl. communication Bluetooth avec logiciel PC + application sous Android	<ul style="list-style-type: none">• Option suppl. pour le logiciel PC (M-Trace PC) : dongle USB d'analyse et interprétation HES

